

Verpakken volgens P650

Samenvatting verpakkingsinstructie P650

1. Goede kwaliteit van de verpakking.
2. Goed gesloten, verlies van primair monster uit de verpakking moet uitgesloten worden.
3. Verpakking bestaat uit primaire container, secundaire container en een buitenverpakking.
4. Primaire container zodanig verpakken dat deze niet kan breken of doorboord kan worden.
5. Tussen primaire en secundaire verpakking moet voldoende absorberend materiaal worden toegevoegd.
6. Primaire en secundaire verpakkingen moeten vloeistof dicht zijn.
7. Secundaire verpakking moet met geschikt opvulmateriaal in de buitenverpakking geplaatst worden.
8. Het ingevulde aanvraagformulier of inhoudsopgave moet tussen de secundaire en de buitenverpakking worden bijgevoegd.
9. De gehele verpakking moet een valproef van 1,2 meter kunnen doorstaan, zonder dat er beschadiging of breuk optreedt.
10. De primaire en secundaire houders moeten een drukverschil van 0.95 Bar kunnen doorstaan.
11. UN3373 moet duidelijk leesbaar zijn in een ruit op de buitenverpakking
12. Bij verzending van diagnostische monsters als briefpost moet de verpakking door Post NL zijn toegelaten. Dit moet op de buitenzijde van de verpakking zijn vermeld. Tevens moet de tekst "diagnostisch monster" of "diagnostic specimen" en UN3373 goed leesbaar zijn.